

Zubehör | Accessories



Diagnose- und Messgeräte <i>Diagnostic and measuring equipment</i>	3–5
Versteifungsmaterial und -sohlen <i>Reinforcing material and soles</i>	6–7
LucRo Schäfte <i>LucRo Uppers</i>	8
Zubehör für LucRo Schuhe <i>Accessories for LucRo shoes</i>	9
LucRo Laufsohlen <i>LucRo outer soles</i>	10–11
Sohlen- und Aufbaumaterial <i>Soles and construction material</i>	11
Novaped Soft Spezialeinlagenrohlinge LucRo <i>Novaped Soft special prefabricated foot orthotics LucRo</i>	12
Obermaterial <i>Upper material</i>	13–18
Mesh-Obermaterial / Filzmaterial <i>Mesh-upper material / Feltmaterial</i>	13
Lycra <i>Lycra</i>	14
Nubuk Leder <i>Nubuck leather</i>	15
Nappa Leder <i>Nappa leather</i>	16
Hirschleder / vegetabiles Leder / Kappenleder <i>Deerskin leather / vegetal nappa leather / leather for caps</i>	17
Stretchnubuk / Stretchnappa <i>Stretch nubuck leather / stretch nappa leather</i>	18
Futtermaterial <i>Lining material</i>	19
Furnituren <i>Cleaning and care products</i>	20–23

Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Monofilament</b>  Lagerartikel	Standard, zur Oberflächen-Sensibilitätsmessung bei nicht unmittelbar von Knochen unterlagerter Haut	<b>062797-020</b>
<b>Monofilament</b>  item in stock	Standard, for superficial sensitivity measurements of skin not directly adjacent to underlying bones	
<b>Monofilament</b>  Lagerartikel	Sensifil, ausschwenkbare Filament, zur Oberflächen-Sensibilitätsmessung bei nicht unmittelbar von Knochen unterlagerter Haut	<b>062797-010</b>
<b>Monofilament</b>  item in stock	Sensifil, to be foldout filament for superficial sensitivity measurements of skin not directly adjacent to underlying bones	
<b>TipTherm</b>  Lagerartikel	zur Sensibilitätsmessung, kalt / warm im Weichteilgewebe	<b>062796-000</b>
<b>TipTherm</b>  item in stock	for cold / warm sensitivity measurement measurements in soft tissue	
<b>Stimmgabel</b>  Lagerartikel	nach Rydel-Seiffer, zur Prüfung des Vibrationsempfindens	<b>062798-000</b>
<b>Tuning fork</b>  item in stock	according to Rydel-Seiffer, testing of the sensation of vibration	
<b>Sensibilitäts-Set</b>  Lagerartikel	inkl. Stimmgabel, Monofilament und TipTherm, in Kunststoffbox	<b>R46279-806</b>
<b>Sensitivity Set</b>  item in stock	incl. Tuning Fork, Monofilament and TipTherm, in plastic box	
<b>Fußmessgerät LucRo</b>  Lagerartikel	bis Größe 50, für LucRo classic und LucRo kinetic, nicht für Fremdfabrikate geeignet	<b>210009-001</b>
<b>Foot measuring device LucRo</b>  item in stock	up to size 50, for LucRo classic and LucRo kinetic, not suitable for other brands	



kalt / cold

warm / warm



# Diagnose- und Messgeräte

## Diagnostic and measuring equipment

Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
----------------------	-------------------------------	---------------------------

<b>Heidermass</b>	Kunststoff, zur Schuhgrößenbestimmung	<b>093765-000</b>
-------------------	--	-------------------

Lagerartikel

<b>Foot measuring device Heider</b>	<i>plastic, for measurement of shoe size</i>
---	--

*item in stock*

<b>Fußmessgerät my generation</b>	für Antivarus-, Orthesen- und Stabilschuhe von my generation, nicht für Fremdfabrikate geeignet	<b>032640-002</b>
---------------------------------------	---	-------------------

Lagerartikel

<b>Foot measuring device my generation</b>	<i>for Antivarus-, Orthotic- and Supportshoes of my generation, not suitable for other brands</i>
--	---

*item in stock*

<b>Distanzplatten-Satz</b>	Kunststoff, 6-teilig, 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm dick, Plattenmaß 320 x 150 mm	<b>R10980-051</b>
----------------------------	---	-------------------

Lagerartikel

<b>Compensation board set</b>	<i>plastic, 6-part, 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm thick, size 320 x 150 mm</i>
-------------------------------	--

*item in stock*

<b>Beckenwasserwaage mit Pedostat</b>	Aluminium, Schenkel aus Kunststoff, zur Feststellung von Beinlängendifferenzen	<b>032010-000</b>
---	---	-------------------

Lagerartikel

<b>Pelvic level with pedostat</b>	<i>aluminium, blade consists of synthetic material to determine pelvic alignment</i>
-----------------------------------	--

*item in stock*

<b>Beckenwaage, elektronisch mit Pedostat</b>	Stromversorgung durch zwei Lithium-Knopfzellen, die Beinlängendifferenz bezogen, auf den Beckenbereich, wird elektronisch ermittelt und digital angezeigt	<b>032015-150</b>
---	---	-------------------

Lagerartikel

<b>Pelvic level, electronic with Pedostat</b>	<i>electricity supply by two lithium button cells, difference in leg length is measured electronically and displayed in relation to the pelvic area</i>
---	---

*item in stock*

<b>Leistenkonturenabnehmer</b>	Konturengenaues, einfaches Abnehmen und Übertragen jeder Form, Messbereich bis 150 mm	<b>R10980-053</b>
--------------------------------	---	-------------------

Lieferzeit 2 Wochen

<b>Device to copy contours</b>	<i>exact adjustment and easy transfer of any form, measuring range up to 150 mm</i>
--------------------------------	---

*delivery time 2 weeks*




Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Shorehärte- Messgerät</b>	Messbereich Shore A = Schaumstoffe, in Kunststoffbox	<b>R10980-052</b>
Lieferzeit 2 Wochen		
<b>Shore hardness measuring device</b>	<i>measuring range Shore A = foam material, supplied in plastic box</i>	
<i>delivery time 2 weeks</i>		
<b>Höhenmessgerät Orthomass</b>	zur Messung von Bettungshöhen, Verkürzungsausgleichen usw.	<b>032060-000</b>
Lieferzeit 2 Wochen		
<b>Orthomass height measuring device</b>	<i>for measurement of bedding heights, shortening compensations, etc.</i>	
<i>delivery time 2 weeks</i>		
<b>Standunterteil-Satz</b>	zur Messung direkt an der Schleifmaschine Orthomass, 1 Satz	<b>032065-000</b>
Lieferzeit 2 Wochen		
<b>Standbase Orthomass</b>	<i>for measurement directly at the grinding machine „Orthomass“, 1 Set</i>	
<i>delivery time 2 weeks</i>		
<b>Schuhmacher-Bandmaß</b>	beidseitig mit Maßeinteilung: cm / Pariser Stich / englisches Maß Länge 600 mm	<b>062695-000</b>
Lagerartikel		
<b>Shoemakers' measuring tape</b>	<i>measurement increments on both sides: cm / Stich / english size length 600 mm</i>	
<i>item in stock</i>		
<b>Dickenmessgerät</b>	Messbereich 0 - 25 mm, Teilung 0,1 mm, Bügeltiefe 50 mm	<b>062735-010</b>
Lieferzeit 2 Wochen		
<b>Thickness gauge</b>	<i>measuring range 0 - 25 mm, graduation 0,1 mm, depth of bow 50 mm</i>	
<i>delivery time 2 weeks</i>		
<b>Zirkeltaster</b>	verchromt, mit Stellbogen, Messbereich 120 mm	<b>062795-200</b>
Lagerartikel		
<b>Direct reading caliper</b>	<i>chrome-plated, with positioning bow, measuring range 120 mm</i>	
<i>item in stock</i>		



# Versteifungsmaterial und -sohlen

## Reinforcing material and soles



Artikel / article	Beschreibung / description	Größen / sizes	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Karbon-Thermoplast-Tafeln</b>	Lieferzeit 2 Wochen	500 x 1000 mm	<b>010510-014</b>
		Stärke: 1,6 mm	
		Stärke: 1,9 mm	<b>010510-019</b>
		1000 x 1000 mm	
Stärke: 1,6 mm	<b>010510-140</b>		
Stärke: 1,9 mm		<b>010510-190</b>	
<b>Carbon-thermoplast-sheets</b>			500 x 1000 mm
delivery time 2 weeks		thickness: 1,6 mm	
		thickness: 1,9 mm	<b>010510-019</b>
		1000 x 1000 mm	
		thickness: 1,6 mm	<b>010510-190</b>
		thickness: 1,9 mm	





Artikel / article	Beschreibung / description	Größen / sizes	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Karbonfaser-Sohlen</b>	Lagerartikel	Damen, flach	<b>047900-0</b>
		Stärke: 1,6 mm	
		Herren, flach	<b>047900-1</b>
		Stärke: 1,6 mm	
		Damen, flach	<b>047905-0</b>
		Stärke: 1,9 mm	
		Herren, flach	<b>047905-1</b>
		Stärke: 1,9 mm	
		Damen, vorgeformt	<b>954795-000</b>
		Stärke: 1,6 mm	
Herren, vorgeformt	<b>954796-000</b>		
Stärke: 1,6 mm			
Damen, vorgeformt	<b>954797-000</b>		
Stärke: 1,9 mm			
Herren, vorgeformt	<b>954798-000</b>		
Stärke: 1,9 mm			
<b>Carbon-soles</b>	items in stock	ladies, flat	<b>047900-0</b>
		thickness: 1,6 mm	
		men, flat	<b>047900-1</b>
		thickness: 1,6 mm	
		ladies, flat	<b>047905-0</b>
		thickness: 1,9 mm	
		men, flat	<b>047905-1</b>
		thickness: 1,9 mm	
		ladies, preformed	<b>954795-000</b>
		thickness: 1,6 mm	
men, preformed	<b>954796-000</b>		
thickness: 1,6 mm			
ladies, preformed	<b>954797-000</b>		
thickness: 1,9 mm			
men, preformed	<b>954798-000</b>		
thickness: 1,9 mm			

Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
----------------------	-------------------------------	---------------------------

<b>Versteifungssohlen LucRo ergonomic, Damen</b>	aus Supralen RCH 500, Gr. 34 - 45	
--	--------------------------------------	--

Lagerartikel	hautfarben, 1 mm	<b>96 1230-671</b>
	blau, 2 mm	<b>96 1230-672</b>
	rot, 3 mm	<b>96 1230-673</b>




<b>Reinforcing soles LucRo ergonomic, ladies</b>	<i>made of Supralen RCH 500, sizes 34 - 45</i>	
--	--	--

<i>items in stock</i>	<i>skin-coloured, 1 mm</i>	<b>96 1230-671</b>
	<i>blue, 2 mm</i>	<b>96 1230-672</b>
	<i>red, 3 mm</i>	<b>96 1230-673</b>

<b>Versteifungssohlen LucRo ergonomic, Herren</b>	aus Supralen RCH 500, Gr. 37 - 50	
---	--------------------------------------	--

Lagerartikel	hautfarben, 1 mm	<b>96 1229-671</b>
	blau, 2 mm	<b>96 1229-672</b>
	rot, 3 mm	<b>96 1229-673</b>



<b>Reinforcing soles LucRo ergonomic, men</b>	<i>made of Supralen RCH 500, sizes 37 - 50</i>	
---	--	--

<i>items in stock</i>	<i>skin-coloured, 1 mm</i>	<b>96 1229-671</b>
	<i>blue, 2 mm</i>	<b>96 1229-672</b>
	<i>red, 3 mm</i>	<b>96 1229-673</b>

### Schäfte

Alle Schuhmodelle aus dem aktuellen LucRo Katalog sind auch als Schäfte ohne Sohle mit ca. 30 mm Zwickeinschlag, bezogen auf die LucRo Leisten, erhältlich.

Lieferzeit 4 Wochen

### Uppers

All LucRo shoe models are available as uppers only, with a 30 mm lasted margin based on the LucRo last, without soles.



delivery time 4 weeks





# Zubehör für **LucRo** Schuhe Accessories for **LucRo** shoes

Artikel / article	Beschreibung / description	Modellserie / model line	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Brandsohle</b>	aus Texon, mit verstärktem Rückfuß, Vorfußversteifung	LucRo classic	Damen / ladies: <b>293100-</b> Herren / men: <b>293103-</b>
Lieferzeit 3 Wochen	Damen-Gr.: 34 - 45 Herren-Gr.: 37 - 50	LucRo kinetic	Damen / ladies: <b>293200-</b> Herren / men: <b>293202-</b>
		LucRo ergonomic, ohne Vorfuß- versteifung	Damen / ladies: <b>293993-</b> Herren / men: <b>293994-</b>
<b>Insole</b>	consists of texon, reinforced hind foot, forefoot stiffening,  ladies sizes: 34 - 45 men sizes: 37 - 50		
delivery time 3 weeks			
<b>Einlegesohle</b>	Spezialweichschaum mit be- sonders glatter Oberfläche für bequemes Eingleiten in den Schuh. Besonders geeignet bei Polyneuropathie. Damen-Gr.: 34 - 45 Herren-Gr.: 37 - 50 Stärke: LucRo classic 9 mm Stärke: LucRo kinetic 6 mm Stärke: LucRo ergonomic 6 mm	LucRo classic	Damen / ladies: <b>229900-</b> Herren / men: <b>219900-</b>
Lieferzeit 3 Wochen		LucRo kinetic	Damen / ladies: <b>259900-</b> Herren / men: <b>249900-</b>
		LucRo ergonomic, ohne Vorfuß- versteifung	Damen / ladies: <b>279900-</b> Herren / men: <b>269900-</b>
<b>Insert soles</b>	Special foam with a particularly smooth surface facilitates putting on shoes. Especially suitable for people with polyneuropathy. ladies sizes: 34 - 45 men sizes: 37 - 50 thickness: LucRo classic 9 mm thickness: LucRo kinetic 6 mm thickness: LucRo ergonomic 6 mm		
delivery time 3 weeks			
<b>Hinterkappen</b>	aus Lederfaserstoff, vorgeformt, medial extra lang classic: Damen-Gr.: 34 - 37 / 38 - 40 / 41 - 43 / 44 - 45 Herren-Gr.: 37 - 38 / 39 - 41 / 42 - 44 / 45 - 47 / 48 - 50 kinetic und ergonomic: Damen-Gr.: 34 - 36 / 37 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 Herren-Gr.: 37 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 48 / 49 - 50	LucRo classic	Damen / ladies: <b>012262-</b> Weite +10 / width +10: <b>112276-</b> Herren / men: <b>012263-</b> Weite +10 / width +10: <b>112277-</b>
Lieferzeit 3 Wochen		LucRo kinetic	Damen / ladies: <b>112278-</b> Weite +10 / width +10: <b>293003-</b> Herren / men: <b>112279-</b> Weite +10 / width +10: <b>293002-</b>
		LucRo ergonomic	Damen / ladies: <b>293996-</b> Weite +10 / width +10: <b>293997-</b> Herren / men: <b>293998-</b> Weite +10 / width +10: <b>293999-</b>
<b>Heal caps</b>	consists of leather fibres, preformed, medial extra long classic: ladies sizes: 34 - 37 / 38 - 40 / 41 - 43 / 44 - 45 men sizes: 37 - 38 / 39 - 41 / 42 - 44 / 45 - 47 / 48 - 50 kinetic and ergonomic: ladies sizes: 34 - 36 / 37 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 men sizes: 37 - 39 / 40 - 42 / 43 - 45 / 46 - 48 / 49 - 50		
delivery time 3 weeks			



- ① Lunasoft 40° Shore A
- ② Lunairflex 20° Shore A
- ③ p2 17° Shore A





Artikel / article	Beschreibung / description	Größen / sizes	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Laufsohlen LucRo classic Damen</b>	Halbschuh- und Stiefel-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	34 - 45	schwarz / black: <b>293012-</b> braun / brown: <b>293011-</b> camel / camel: <b>293013-</b>
Lieferzeit 3 Wochen	Sandalen-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	34 - 45	schwarz / black: <b>293022-</b> braun / brown: <b>293021-</b> camel / camel: <b>293023-</b>
<b>Outer soles LucRo classic ladies</b>	outer soles for low shoes and boots, slip-resistant, wear-resistant	34 - 45	
delivery time 3 weeks	outer soles for sandals, slip-resistant, wear-resistant	34 - 45	

<b>Laufsohlen LucRo classic Herren</b>	Halbschuh- und Stiefel-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	37 - 50	schwarz / black: <b>293032-</b> braun / brown: <b>293031-</b> camel / camel: <b>293033-</b>
Lieferzeit 3 Wochen	Sandalen-Laufsohlen rutschhemmend, verschleißfest	37 - 50	schwarz / black: <b>293042-</b> braun / brown: <b>293041-</b> camel / camel: <b>293043-</b>
<b>Outer soles LucRo classic men</b>	outer soles for low shoes and boots, slip-resistant, wear-resistant	37 - 50	
delivery time 3 weeks	outer soles for sandals, slip-resistant, wear-resistant	37 - 50	




<b>Laufsohlen LucRo kinetic Damen</b>	Halbschuh-, Sandalen- und Stiefel-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	34 - 45	schwarz / black: <b>293052-</b> braun / brown: <b>293051-</b> beige / beige: <b>293053-</b>
Lieferzeit 3 Wochen			
<b>Outer soles LucRo kinetic ladies</b>	outer soles for low shoes, sandals and boots, slip-resistant, wear-resistant	34 - 45	
delivery time 3 weeks			

<b>Laufsohlen LucRo kinetic Herren</b>	Halbschuh-, Sandalen- und Stiefel-Laufsohlen rutschhemmend, verschleißfest	37 - 50	schwarz / black: <b>293007-</b> braun / brown: <b>293006-</b> beige / beige: <b>293008-</b>
Lieferzeit 3 Wochen			
<b>Outer soles LucRo kinetic men</b>	outer soles for low shoes, sandals and boots, slip-resistant, wear-resistant	37 - 50	
delivery time 3 weeks			

# Sohlen- und Aufbaumaterial

## soles and construction material

Artikel / article	Beschreibung / description	Größen / sizes	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Laufsohlen LucRo ergonomic Damen</b>	Halbschuh-, Sandalen- und Stiefel-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	34 - 45	schwarz / black: <b>2939800</b> braun / brown: <b>2939820</b>
Lieferzeit 3 Wochen			
<b>Outer soles LucRo ergonomic ladies</b>	<i>outer soles for low shoes, sandals and boots, slip-resistant, wear-resistant</i>	34 - 45	
<i>delivery time 3 weeks</i>			
<b>Laufsohlen LucRo ergonomic Herren</b>	Halbschuh-, Sandalen- und Stiefel-Laufsohlen, rutschhemmend, verschleißfest	37 - 50	schwarz / black: <b>2939880</b> braun / brown: <b>2939890</b>
Lieferzeit 3 Wochen			
<b>Outer soles LucRo ergonomic men</b>	<i>outer soles for low shoes, sandals and boots, slip-resistant, wear-resistant</i>	37 - 50	
<i>delivery time 3 weeks</i>			
<b>Laufsohlenplatten</b>	38 x 26 cm, Halbschuh- und Stiefel-Laufsohlen Dreiecksprofil mit Schein-Logo, rutschhemmend		schwarz / black: <b>231940-000</b> weiß / white: <b>231940-001</b> honig / honey: <b>231940-002</b> rosa / pink: <b>231940-003</b> blau / blue: <b>231940-004</b> orange / orange: <b>231940-005</b> mambagrün / mamba green: <b>231940-006</b> grau / grey: <b>231940-007</b> rot / red: <b>231940-008</b>
Lagerartikel			
<b>Sole plates</b>	<i>38 x 26 cm, outer soles for low shoes and boots, triangle sole profile with schein logo, slip-resistant</i>		
<i>item in stock</i>			
<b>Rotationsabsätze</b>	klein, rund, empfohlen bis Gr. 27	I	<b>012250-010</b>
Lagerartikel	groß, rund, empfohlen ab Gr. 28	II	<b>012250-020</b>
<b>Rotation heels</b>	<i>small, round, recommended up to size 27</i>	<i>I</i>	<i><b>012250-010</b></i>
<i>item in stock</i>	<i>large, round recommended from size 28</i>	<i>II</i>	<i><b>012250-020</b></i>



# Novaped Soft Spezialeinlagenrohlinge

## Novaped Soft special-prefabricated foot orthotics

### Novaped Soft Spezialeinlagenrohlinge Novaped Soft special-prefabricated foot orthotics

Mehrschicht Unterbau:  
EVA, hautfarben,  
22° Shore A, 6 mm  
Kern: Spezialkern  
Decke: EVA, hautfarben,  
18° Shore A, 6 mm

multilayer base:  
EVA skin-coloured,  
22° Shore A, 6 mm  
core: specialcore  
cover: EVA, skin-coloured,  
18° Shore A, 6 mm

ohne Pelottendruck, Naturform, lang

without metatarsal pad, natural form, long

Lieferzeit 1 Woche

delivery time 1 week

Bezug / top cover	Beschreibung / description	Größen / sizes	Artikel-Nr. / code-no.
-	für LucRo classic Sandalen, Damen <i>for LucRo classic sandals, ladies</i>	34 - 45	<b>972225-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo classic Sandalen, Damen <i>for LucRo classic sandals, ladies</i>	34 - 45	<b>972225-367</b>
-	für LucRo classic Sandalen, Herren <i>for LucRo classic sandals, men</i>	37 - 50	<b>972127-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo classic Sandalen, Herren <i>for LucRo classic sandals, men</i>	37 - 50	<b>972127-367</b>
-	für LucRo classic Schuhe, Damen <i>for LucRo classic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>972204-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo classic Schuhe, Damen <i>for LucRo classic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>972204-367</b>
-	für LucRo classic Schuhe, Herren <i>for LucRo classic shoes, men</i>	37 - 50	<b>972105-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo classic Schuhe, Herren <i>for LucRo classic shoes, men</i>	37 - 50	<b>972105-367</b>
-	für LucRo kinetic Sandalen, Damen <i>for LucRo kinetic sandals, ladies</i>	34 - 45	<b>972235-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo kinetic Sandalen, Damen <i>for LucRo kinetic sandals, ladies</i>	34 - 45	<b>972235-367</b>
-	für LucRo kinetic Sandalen, Herren <i>for LucRo kinetic sandals, men</i>	37 - 50	<b>972137-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo kinetic Sandalen, Herren <i>for LucRo kinetic sandals, men</i>	37 - 50	<b>972137-367</b>
-	für LucRo kinetic Schuhe, Damen <i>for LucRo kinetic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>972214-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo kinetic Schuhe, Damen <i>for LucRo kinetic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>972214-367</b>
-	für LucRo kinetic Schuhe, Herren <i>for LucRo kinetic shoes, men</i>	37 - 50	<b>972115-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo kinetic Schuhe, Herren <i>for LucRo kinetic shoes, men</i>	37 - 50	<b>972115-367</b>
-	für LucRo ergonomic Schuhe, Damen <i>for LucRo ergonomic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>979481-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo ergonomic Schuhe, Damen <i>for LucRo ergonomic shoes, ladies</i>	34 - 45	<b>979481-367</b>
-	für LucRo ergonomic Schuhe, Herren <i>for LucRo ergonomic shoes, men</i>	37 - 50	<b>979480-000</b>
Scheinova, beige <i>Scheinova, beige</i>	für LucRo ergonomic Schuhe, Herren <i>for LucRo ergonomic shoes, men</i>	37 - 50	<b>979480-367</b>



Ohne Bezug  
without top cover



Mit Scheinova-Bezug,  
beige  
with Scheinova top cover  
beige

### Mesh-Obermaterial

#### Mesh-upper material

atmungsaktives, hochwertiges Netzmaterial,  
eignet sich besonders im Schaftbau

*breathable, high quality mesh material,  
particularly suitable for upper production*

Lieferzeit 3 Wochen

*delivery time 3 weeks*

Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
rot	Breite: 1400 mm Stärke: 2 mm	<b>340002-005</b>
<i>red</i>	<i>width: 1400 mm thickness: 2 mm</i>	
orange	Breite: 1400 mm Stärke: 2 mm	<b>340002-002</b>
<i>orange</i>	<i>width: 1400 mm thickness: 2 mm</i>	
pink	Breite: 1400 mm Stärke: 2 mm	<b>340002-001</b>
<i>pink</i>	<i>width: 1400 mm thickness: 2 mm</i>	
grün	Breite: 1400 mm Stärke: 2 mm	<b>340002-003</b>
<i>green</i>	<i>width: 1400 mm thickness: 2 mm</i>	
dunkelblau	Breite: 1400 mm Stärke: 2 mm	<b>340002-004</b>
<i>dark blue</i>	<i>width: 1400 mm thickness: 2 mm</i>	
schwarz	Breite: 1600 mm Stärke: 2 mm	<b>299000-000</b>
<i>black</i>	<i>width: 1600 mm thickness: 2 mm</i>	



### Filzmaterial

#### Feltmaterial

Lieferzeit 3 Wochen

*delivery time 3 weeks*

Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
dunkelgrau	Breite: 1550 mm Stärke: 5 mm	<b>230888-014</b>
<i>dark grey</i>	<i>width: 1550 mm thickness: 5 mm</i>	
beige	Breite: 1550 mm Stärke: 5 mm	<b>230888-015</b>
<i>beige</i>	<i>width: 1550 mm thickness: 5 mm</i>	



# Obermaterial

## Upper material

### Lycra

als Ober- und Futtermaterial verwendbar  
ideal geeignet z.B. zur Versorgung von druckempfindlichen Füßen,  
extrem dehnbar, hautfreundlich

*useful as upper and lining material,  
perfect for the treatment of pressure-sensitive feet,  
extremely extendable, skin-friendly*


Lieferzeit 3 Wochen

*delivery time 3 weeks*



Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
schwarz	mit 4 mm Latexschaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013080-000</b> <b>013080-140</b>

black	<i>with 4 mm latex foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013080-000</b> <b>013080-140</b>
-------	--	--



taupe	mit 4 mm Latexschaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013086-000</b> <b>013086-140</b>
-------	---	--

taupe	<i>with 4 mm latex foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013086-000</b> <b>013086-140</b>
-------	--	--



beige	mit 2 mm PU-Schaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013082-000</b> <b>013082-140</b>
-------	---	--

fawn	<i>with 2 mm PU-foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013082-000</b> <b>013082-140</b>
------	---	--



schwarz	mit 2 mm PU-Schaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013083-000</b> <b>013083-140</b>
---------	---	--

black	<i>with 2 mm PU-foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013083-000</b> <b>013083-140</b>
-------	---	--



beige	mit 4 mm PU-Schaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013085-000</b> <b>013085-140</b>
-------	---	--

fawn	<i>with 4 mm PU-foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013085-000</b> <b>013085-140</b>
------	---	--



schwarz	mit 4 mm PU-Schaum, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm	<b>013087-000</b> <b>013087-140</b>
---------	---	--

black	<i>with 4 mm PU-foam, 1400 x 500 mm, 1400 x 1000 mm</i>	<b>013087-000</b> <b>013087-140</b>
-------	---	--

**Nubuk-Leder**  
**Nubuck-leather**

hochwertiges Nubuk Leder,  
hydrophobiert  
1. Sortierung

*high-quality nubuck leather,  
hydrophobic  
1<sup>st</sup> grading*

Lieferzeit 3 Wochen

*delivery time 3 weeks*

Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
camel, hydrophobiert	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>011774-030</b>
<i>camel, hydrophobic</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	
brasil, hydrophobiert	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>011774-040</b>
<i>brazil, hydrophobic</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	
ozean, hydrophobiert	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>011774-020</b>
<i>ocean, hydrophobic</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	
schwarz, hydrophobiert	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>011774-052</b>
<i>black, hydrophobic</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	
cognac, geprägt	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>112701-022</b>
<i>cognac, stamped</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	
grau, geprägt	Stärke: 1,3 - 1,5 mm	<b>112701-023</b>
<i>grey, stamped</i>	<i>thickness: 1,3 - 1,5 mm</i>	



# Obermaterial

## Upper material

### Nappa Leder Nappa leather

vom Jungrind, mit dichtem Narbenbild,  
1. Sortierung

*of young cattle with dense leather graining,  
1<sup>st</sup> grading*

Lieferzeit 3 Wochen

*delivery time 3 weeks*



Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
porcellan	Stärke: 1,0 - 1,2 mm	<b>112701-003</b>
<i>porcelain</i>	<i>thickness: 1,0 - 1,2 mm</i>	
wüste	Stärke: 1,0 - 1,2 mm	<b>112701-002</b>
<i>desert</i>	<i>thickness: 1,0 - 1,2 mm</i>	
cognac, gewischt	Stärke: 1,1 - 1,3 mm	<b>112701-012</b>
<i>cognac, whisked</i>	<i>thickness: 1,1 - 1,3 mm</i>	
grau, gewischt	Stärke: 1,1 - 1,3 mm	<b>112701-016</b>
<i>grey, whisked</i>	<i>thickness: 1,1 - 1,3 mm</i>	
dunkelbraun	Stärke: 1,0 - 1,2 mm	<b>011428-110</b>
<i>dark brown</i>	<i>thickness: 1,0 - 1,2 mm</i>	
schwarz	Stärke: 1,0 - 1,2 mm	<b>112701-001</b>
<i>black</i>	<i>thickness: 1,0 - 1,2 mm</i>	



**Hirschleder / Vegetables Leder / Kappenleder**  
**Deerskin leather / Vegetal nappa leather / Leather for caps**

Lieferzeit 3 Wochen

delivery time 3 weeks

Artikel / article	Farbe / color	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Hirschleder</b>	braun	in sehr weicher Ausführung, hoher Tragekomfort, 1. Sortierung Stärke: 1,1 - 1,3 mm	<b>011772-010</b>
<b>Deerskin leather</b>	brown	very soft finish, high wearing comfort, 1 <sup>st</sup> grading thickness: 1,1 - 1,3 mm	
<b>Hirschleder</b>	schwarz	in sehr weicher Ausführung, hoher Tragekomfort, 1. Sortierung Stärke: 1,1 - 1,3 mm	<b>011772-020</b>
<b>Deerskin leather</b>	black	very soft finish, high wearing comfort, 1 <sup>st</sup> grading thickness: 1,1 - 1,3 mm	
<b>Vegetables Leder</b>	schwarz	vom Jungrind, besonders atmungsaktiv durch natürliche Gerbungsmethode, schont unsere Haut und die Umwelt, 1. Sortierung Stärke: 1,0 - 1,2 mm	<b>112701-021</b>
<b>Vegetal nappa leather</b>	black	of young cattle, highly breathable through natural tanning, skin- and environment-friendly, 1 <sup>st</sup> grading thickness: 1,0 - 1,2 mm	
<b>Kappenleder Diamond</b>	schwarz	hochabriebfest Stärke: 1,4 - 1,6 mm	<b>041942-146</b>
<b>Leather for caps Diamond</b>	black	highly abrasion-resistant thickness: 1,4 - 1,6 mm	
<b>Kappenleder Quadro</b>	schwarz	hochabriebfest Stärke: 1,4 - 1,6 mm	<b>041941-146</b>
<b>Leather for caps Quadro</b>	black	highly abrasion-resistant thickness: 1,4 - 1,6 mm	



# Obermaterial

## Upper material



### Stretchleder stretchleather

Echtleider auf textilem Trägermaterial  
sehr dehnbar, ideal geeignet für den Schaft-  
bau und zur Druckentlastung,  
Stärke: ca. 0,6 mm

*Real leather on textile carrier material  
very extendible, perfect to use for upper  
constructions and pressure relief,  
thickness: approx. 0,6 mm*

Lieferzeit 3 Wochen







*delivery time 3 weeks*



Artikel / article	Farbe / colour	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Stretchnubuck</b>	dunkelbraun	<b>011426-060</b>
<i>Stretch nubuck leather</i>	<i>dark brown</i>	
<b>Stretchnubuck</b>	schwarz	<b>011426-010</b>
<i>Stretch nubuck leather</i>	<i>black</i>	
<b>Stretchnappa</b>	ice	<b>011427-144</b>
<i>Stretch nappa leather</i>	<i>ice</i>	
<b>Stretchnappa</b>	beige	<b>011427-010</b>
<i>Stretch nappa leather</i>	<i>beige</i>	
<b>Stretchnappa</b>	dunkelbraun	<b>011427-090</b>
<i>Stretch nappa leather</i>	<i>dark brown</i>	
<b>Stretchnappa</b>	schwarz	<b>011427-020</b>
<i>Stretch nappa leather</i>	<i>black</i>	

# Futtermaterial

## Lining material

Artikel / article	Farbe / colour	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.	
<b>Kalbfutterleder</b> Lieferzeit 3 Wochen	beige	abriebfestes Futterleder, eignet sich besonders im Schaftbau Stärke: 0,6 - 0,8 mm	<b>011701-060</b>	
<b>Calfskin leather lining</b> delivery time 3 weeks	beige	<i>abrasion-resistant lining leather, perfect to use for upper constructions thickness: 0,6 - 0,8 mm</i>		
<b>Schweinsfutterleder</b> Lieferzeit 3 Wochen	beige	atmungsaktives, leicht zu verarbeitendes Futterleder, eignet sich besonders bei der Herstellung „leichter“ Schäfte Stärke: 0,6 - 0,8 mm	<b>230520-000</b>	
<b>Pigskin leather lining</b> delivery time 3 weeks	beige	<i>lining leather breathable, easy to process, perfect to use for constructions of "light- weight" uppers thickness: 0,6 - 0,8 mm</i>		
<b>Microfaser</b> Lieferzeit 3 Wochen	beige	mit Schaumgummi beschichtet, insbesondere einsetzbar für Diabeteschäfte Breite: 1420 mm Stärke: 4 mm	<b>011421-000</b>	
<b>Microfibre</b> delivery time 3 weeks	beige	<i>coated with foam rubber, particularly suitable for diabetes uppers width: 1420 mm thickness: 4 mm</i>		
<b>Mesh-Futter, fein</b> Lieferzeit 3 Wochen	rot	atmungsaktives, hochwertiges Netzmaterial, eignet sich besonders im Schaftbau Breite: 1600 mm Stärke: 2 mm	<b>114003-003</b>	
<b>Mesh-lining, fine</b> delivery time 3 weeks	red	<i>breathable, high quality mesh-material, particularily suitable for upper production width: 1600 mm thickness: 2 mm</i>		
<b>Mesh-Futter, fein</b> Lieferzeit 3 Wochen	beige	atmungsaktives, hochwertiges Netzmaterial, eignet sich besonders im Schaftbau Breite: 1600 mm Stärke: 2 mm	<b>114003-001</b>	
<b>Mesh-lining, fine</b> delivery time 3 weeks	beige	<i>breathable, high quality mesh-material, particularily suitable for upper production width: 1600 mm thickness: 2 mm</i>		
<b>Mesh-Futter, fein</b> Lieferzeit 3 Wochen	schwarz grau	atmungsaktives, hochwertiges Netzmaterial, eignet sich besonders im Schaftbau Breite: 1600 mm Stärke: 2 mm	<b>114003-002</b>	
<b>Mesh-lining, fine</b> delivery time 3 weeks	black-grey	<i>breathable, high quality mesh-material, particularily suitable for upper production width: 1600 mm thickness: 2 mm</i>		

# Furnituren

## Cleaning and care products



Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>LucRo Diabetikersocken</b>	handgekettelt, mit Silberionen Größen: 35 - 36 / 37 - 38 / 39 - 40 / 41 - 42 / 43 - 44 / 45 - 46 / 47 - 48	braun / brown: <b>202400</b> grau meliert / grey: <b>202100</b> schwarz / black: <b>202200</b> weiß / white: <b>202300</b>
Lagerartikel		
<b>LucRo diabetic socks</b>	hand-linked, with silverions sizes: 35 - 36 / 37 - 38 / 39 - 40 / 41 - 42 / 43 - 44 / 45 - 46 / 47 - 48	
items in stock		



<b>Thekenaufsteller mit LucRo Diabetikersocken</b>	inklusive 28 Paar Socken (je Farbe und Größe 1 Paar)	<b>202020-999</b>
Lagerartikel		
<b>Stand with LucRo diabetic socks</b>	inclusive of 28 pairs of socks (1 pair each colour and size)	
item in stock		



<b>Cremebürste</b>	exklusiv „LucRo by schein“, mit reinen Naturborsten, hell	<b>230035-000</b>
Lagerartikel		
<b>Brush for creaming</b>	exclusive "LucRo by schein", with pure natural bristles, light	
items in stock		



<b>Glanzbürste</b>	exklusiv „LucRo by schein“, mit Rosshaar, hell	<b>230036-000</b>
Lagerartikel		
<b>Polishing brush</b>	exclusive "LucRo by schein", with horsehair, light	
item in stock		



<b>Nubuklederbürste</b>	mit Gummikopf, Metall- und Gummiborsten	<b>230034-000</b>
Lagerartikel		
<b>Nubuck leather brush</b>	with rubber head, metal and rubber bristles	
item in stock		



<b>Lederpflegecreme</b>	exklusiv im Glas 50 ml	schwarz / black: <b>230901-000</b> mittelbraun / medium brown: <b>230901-003</b> dunkelbraun / dark brown: <b>230901-004</b> weiß / white: <b>230901-036</b>
Lagerartikel		
<b>Leather care cream</b>	exclusive in glass 50 ml	
items in stock		

Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Schuhputz- und Poliertuch LucRo</b>	goldgelb 300 x 300 mm	<b>230099-000</b>
Lagerartikel		
<b>Cleaning and polishing cloth LucRo</b>	golden yellow 300 x 300 mm	
item in stock		
<b>Pflege-Set LucRo</b>	exklusive Ledertasche mit Inhalt: je 1 LucRo-Lederpflegecreme in schwarz und dunkelbraun, 1 Schuhputz- und Poliertuch, 1 Cremebürste, 1 Glanzbürste	<b>230999-000</b>
Lagerartikel		
<b>LucRo care set</b>	exclusive leather bag containing: 1 shoe polish black, 1 shoe polish dark brown, 1 cleaning and polish cloth, 1 brush for creaming, 1 polish brush	
item in stock		
<b>Senkel</b>	rund, elastisch, in Banderole Länge: 45, 60, 75, 90 cm	schwarz / black: <b>239477-0</b> weiß / white: <b>239477-1</b> dunkelbraun / dark brown: <b>239477-2</b> beige / beige: <b>239477-3</b>
Lagerartikel		
<b>Shoelaces</b>	round, elastic, in banderole length: 45, 60, 75, 90 cm	
items in stock		
<b>Senkel, mit Hang Tag</b>	Länge: 75, 90, 120, 150 cm	halbrund / half round: schwarz / black: <b>239000-</b> weiß / white: <b>239001-</b> dunkelblau / dark blue: <b>239002-</b> orange / orange: <b>239003-</b> mambagrün / mamba green: <b>239004-</b> royal / royal: <b>239005-</b> rosa / pink: <b>239006-</b> rot / red: <b>239007-</b> anthrazit / anthracite: <b>239008-</b> grau / grey: <b>239009-</b>
Lagerartikel		
<b>Shoe laces, with hang tag</b>	length: 75, 90, 120, 150 cm	flach / flat: grau glitzer / grey glitter: <b>239010</b> weiß glitzer / white glitter: <b>239011</b> blau glitzer / blue glitter: <b>239012</b> bordeaux glitzer / bordeaux glitter: <b>239013</b>
items in stock		



# Furnituren

## Cleaning and care products



Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Gala-Velourfresh</b>	Flasche mit Schwammaufträger, frisch die Farbe auf, pflegt und imprägniert Velour- und Rauleder Inhalt: 100 ml	farblos / colourless: <b>230911-000</b> rot / red: <b>230911-015</b> mittelbraun / medium brown: <b>230911-035</b> dunkelbraun / dark brown: <b>230911-046</b> ozean / ocean: <b>230911-067</b> schwarz / black: <b>230911-081</b>
Lagerartikel		
<b>Gala-Velourfresh</b>	<i>bottle with sponge applicator, refreshes colours, maintains and impregnated suede- and rough leather</i> content: 100 ml	
items in stock		
<b>Gala-Velourstein</b>	Velourpflege, entfernt hartnäckige Flecken, für unempfindliche Rauleder	<b>230005-721</b>
Lagerartikel		
<b>Gala-Velour stone</b>	<i>cares for suede leather, removes tough stains, for durable rough leather</i>	
item in stock		
<b>Gala-Nubukrubber</b>	Velourpflege, entfernt Flecken und Schmutz von Schuhen und Bekleidung aus Velour- und Nubuk-Leder	<b>230006-722</b>
Lagerartikel		
<b>Gala-nubuck rubber</b>	<i>cares for suede leather, removes stains and dirt from shoes and clothes of suede- and nubuck leather</i>	
item in stock		
<b>Gala Nässeschutzspray</b>	imprägniert und schützt alle Leder und Textilien, für Klimamembrane geeignet, nicht für Lackleder geeignet, farbneutral Inhalt: 400 ml	<b>011680-400</b>
Lagerartikel		
<b>Gala impregnation spray</b>	<i>impregnates and protects all kinds of leather and textiles, suitable for breathable materials, not suitable for patent leather, colourneutral</i> content: 400 ml	
item in stock		

Artikel / article	Beschreibung / description	Artikel-Nr. / code-no.
<b>Gala-Schuhcreme</b>  Lagerartikel	Tube mit Schwamm-aufträger, pflegt alle Glattleder, farbaufrischend	farblos / colourless: <b>230903-000</b> eierschale / off-white: <b>230903-001</b> beige / beige: <b>230903-002</b> natur / natur: <b>230903-003</b> dunkelgrau / dark grey: <b>230903-027</b> dunkelbraun / dark brown: <b>230903-046</b> ozean / ocean: <b>230903-067</b> schwarz / black: <b>230903-081</b>
<b>Gala-Shoe cream</b>  items in stock	<i>tube with sponge applicator, cares for all kinds of smooth leather, refreshes colour</i>	
<b>Schuhanzieher</b>  Lagerartikel	Metall, vernickelt, mit Lochung	150 mm, ohne Haken / without hook: <b>230575-015</b> 150 mm, mit Haken / with hook: <b>Q86441-016</b> 420 mm, mit Haken / with hook: <b>230575-002</b> 500 mm, mit Haken / with hook: <b>230575-000</b> 700 mm, mit Haken / with hook: <b>230575-010</b>
<b>Shoe horn</b>  items in stock	made of metal, nickel-plated, with boring	
<b>Schuhanzieher</b>  Lagerartikel	Kunststoff, mit Lochung und Haken, 650 mm	rot / red: <b>230576-007</b> schwarz / black: <b>230576-008</b> blau / blue: <b>230576-108</b>
<b>Shoe horn</b>  items in stock	<i>made of plastic, with boring and hook, 650 mm</i>	
<b>Anprobierstrümpfe „de Luxe“</b>  Lagerartikel	hautfarben, mit Gummiband und Naht, 150 Stück in der Box	<b>230001-000</b>
<b>Disposable stocking „de lux“</b>  item in stock	<i>skin-coloured, with elastic and seam, 150 socks per box</i>	





099990-300



Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-201  
Fax +49 2191 910-102  
remscheid@schein.de  
www.schein.de



Germany since 1879